

# Akutel<sup>TM</sup> stop

## ΚΑΙ... ΠΕΡΑΣΕ!



### Σταματά την αιμορραγία. Επουλώνει τα τραύματα.



**ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ, ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ,  
ΕΚΔΟΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ, ΠΛΗΓΩΝ, ΔΟΘΗΙΝΩΝ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ**

**Με την ευεργετική δράση των:**

- Αλγινικό ασβέστιο • Αλγινικό νάτριο
- Ιπποφάες • Jojoba wax • Καλέντουλα • Χαμομήλι

**ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ  
ΠΡΟΪΟΝ,  
CE1023**

# Akutel<sup>TM</sup> stop



Το **AKUTOL<sup>TM</sup> STOP SPRAY**, με κύρια συστατικά το αλγινικό ασβέστιο και το αλγινικό νάτριο, έχει **άμεση πηκτική δράση** στην πληγή. Δεσμεύει τα υγρά του τραύματος και δημιουργεί ένα συμπαγές υδροζελέ, εγκλωβίζοντας τα μικρόβια μέσα σε αυτό. **Προστατεύει το δερματικό ιστό** από **επιμολύνσεις, σταματώντας** παράλληλα την **αιμορραγία**.

Τα εκχυλίσματα ιπποφαούς, καλέντουλας και χαμομηλιού **επιταχύνουν** την **επούλωση του τραύματος**, παρέχοντας παράλληλα **απολυμαντική δράση**. Τέλος, το κερί jojoba και το εκχύλισμα aloe vera βοηθούν στη **φυσική ενυδάτωση** του **τραύματος**, ενισχύοντας την **ανάπλαση** του **δερματικού ιστού**.



## Akutel<sup>TM</sup> care

**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΨ  
ΠΛΗΓΩΝ, ΕΚΔΟΡΩΝ, ΑΜΥΧΩΝ**

- ✓ Αδιάβροχη προστασία πληγών και τραυμάτων
- ✓ Εμποδίζει την είσοδο μικροβίων
- ✓ Επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει
- ✓ Αφαιρείται εύκολα
- ✓ Συνεχής διάρκεια 3-4 ημερών
- ✓ Διευκολύνει τη διαδικασία της επούλωσης
- ✓ Μη τοξικό στο δέρμα



Υπεύθυνος κυκλοφορίας για την Ελλάδα:



10ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 14451 Μεταμόρφωση, Αττική  
Τ. 210 28 44 333 | E. info@neocell.gr | www.neocell.gr